

Vaco 200



Výrobca:

Vákuová jednotka pre Gymna sériu 200

- 2 alebo 4 póly
- Elektronická vákuová kontrola
- Nepretržitý a impulzový mód

Štandardné príslušenstvo

- 100.689 Sieťová šnúra
- 102.032 Pripojovacie káble 2 ks
- 102.801 Vákuové hadice (2 ks)
- 102.800 Vákuové hadice (2 ks)
- 114.688 Vákuové elektródy 60 mm (4 ks)
- 114.689 Špongie pre vákuové elektródy 60 mm (4 ks)

Voliteľné príslušenstvo

- 114.686 Vákuová elektróda 90 mm
- 114.687 Špongia pre vákuovú elektródu 90 mm
- 112.457 Klipy pre 2 vákové hadice

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991