

MedilogAR Holter Office



Výrobca: Schiller Medilog



Najvyššia presnosť a kvalita signálu aj pri aktívnych pacientoch. Odporúčaný vyhodnocovací softvér Medilog Darwin2 Office

- 32 kHz vzorkovacia frekvencia na všetkých EKG kanáloch
- Záznamová frekvencia 250 Hz
- 15 bit rozlíšenie amplitúdy
- Špeciálne obvody pre potlačenie šumu EKG signálu
- Maximálna doba záznamu 14 dní
- Rozmery: 83mm x 60mm x 18mm
- Jednoduché spustenie záznamu bez nutnosti použitia PC
- Vode odolný
- Zabudovaný test impedancie elektród
- Zabudovaný mikrofón pre nahranie patientských dát
- Farebný displej
- Detekcia kardiostimulátora
- Detekcia pohybovej aktivity
- Prenos dát pomocou rozhrania USB
- Prevádzka na zabudovanú lítiovú batériu alebo na AAA batériu

Dodávka obsahuje:

- záznamník s 5 zvodovým patientským káblom (3 kanály)
- USB kábel
- Puzdro s popruhom

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991