

# Cardiovit CS-200



Výrobca: schiller

## Modulárne diagnostické pracovisko

Integrovaný prístroj pre diagnostiku a manažment kardiálnych ochorení. Systém slúži na presné meranie kardiologického vyšetrenia-kľudového aj záťažového. Všetky merané parametre EKG sú prehľadne zobrazené na monitore.

- modulárne diagnostické pracovisko pre telovýchovné lekárstvo,
- 12 (dvanásť)-kanálový EKG modul pripojený na PC
- automatické meranie amplitúd, intervalov, osí s možnosťou editovania,
- data management systém vrátane validácie a on-line editovania,
- ergometria, plnoautomatické záťažové EKG,
- full disclosure záznam ergometrie,
- detekcia kardiostimulátora,
- dokumentácia dlhodobého záznamu rytmu,
- voliteľné lepiace alebo prísavné elektródy,
- bezpečnosť pacienta cez optické oddelenie 4000 (štyritisíc)V,
- samostatné používanie a sledovanie EKG,
- vyhodnotenie EKG,
- zobrazenie na milimetrovom rastru,
- meranie ST - segmentu na všetkých kanáloch, voliteľný výdaj ST - stredných hodnôt alebo farebný prehľad ST - zmien,
- funkcia zväčšenia QRS - komplex až 10 (desať) - krát,
- QT - disperzia,
- RS 232 (dvestotridsaťdva) a paralelný interface,
- interface pre ergometer alebo bežiaci pás,
- DC vstup a výstup,
- QRS Trigger výstup,
- licencia Windows,
- miesto pre pripojenie sieťovej karty,
- zálohový núdzový zdroj do 3 (troch) minút,
- protokoly na tlačiareň,
- tlač na termopapier alebo na PC tlačiareň
- integrovaný prístrojový vozík s antistatickou úpravou, odkladacími zásuvkami pre príslušenstvo, miesto pre tlačiareň, možnosť integrovania samoprísavného systému elektród.

## Možnosť rozšíriť o nasledovné moduly:

- modul pre meranie kardiostimulátora,
- modul pre analýzu neskorých potenciálov,
- modul pre vektogardiografiu,
- 24 (dvadsaťštyri) hodinový EKG holter,
- Ergospirometriu s príslušenstvom
- Spirometria

## Pripojenie iných prístrojov

- riadenie záťaže ergometrov a čítanie záťaže a rýchlosti, analóg alebo digital
- riadenie rýchlosti a sklonu bežiacich chodníkov, analóg alebo digital
- čítanie systolického a diastolického tlaku a diaľkové spúšťanie merača krvného tlaku

© EGAMED 2012

### EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX  
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991