

Ergoselect 1000P



Výrobca: **ergoline**

Ležadlový ergometer ergoselect 1000 P

Ergometer s vysokou variabilitou nastavenia polohy pacienta, ľubovoľne nastaviteľná výška sedadla a operadla pomocou elektromotora.

- záťaž 20-990 W
- nastaviteľný sklon 0 - 45°
- pevná a odolná mechanická konštrukcia
- presnosť záťaže podľa DIN 13405
- automatické měření tlaku (ER 900 L)
- podpora pre ruku (ľavá strana)
- možnosť rozšírenia o modul TK
- možnosť rozšírenia o meranie SpO2



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991