

ITAM ERT 200



Výrobca: itam

Bežiaci pás ITAM ERT 200 je určený pre vyvolanie telesnej záťaže v čase vykonávania:

- záťažových medicínskych testov pod dozorom lekára,
- rehabilitačných textov pod dozorom rehabilitačného pracovníka alebo lekára

Bežiaci pás je možné použiť pre pacientov rôzneho veku, výšky a váhy, s rôznymi fyzickými schopnosťami.

Bežiaci pás ERT-200 bez riadiaceho panelu je určený pre prácu z lekársym záťažovým systémom (riadenie prostredníctvom EKG prístroja). Bežiaci pás ERT-200 môže byť dodatočne vybavený panelom, potom je možná ako práca autonómna, tak aj spolupráca zo záťažovým lekársym systémom.

Bežiaci pás ERT-200R vybavený riadiacim panelom je určený pre rehabilitačný tréning.

Pás ERT-200 umožňuje presné dávkovanie záťaže pomocou zmeny uhla sklonu a zmeny rýchlosti pohybu pásu.

V prevedení s riadiacim panelom môže byť pás riadený automaticky alebo ručne.

Ukazovatele na paneli pásu udávajú (voliteľná opcia):

- číslo realizovaného programu
- číslo fáze
- rýchlosť
- uhol sklonu
- dobu trvania vyšetrenia
- prejdenu cestu

Parametre pásu:

- sklon: 0-25%
- rýchlosť: 0-25km/h
- rozmery pohybliveho pásu: 1530mmx490mm
- max. hmotnosť pacienta: 200kg

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991