

ERS Ergoline Reha System



Výrobca: ergoline

ERS

Ergoline Reha System (ERS) predstavuje rehabilitačné-tréningové pracovisko.

ERS umožňuje systematicky prevádzať tréning pacientov na ergometri alebo bežiacom páse pod lekárskym dohľadom. Pacienti rehabilitujú na ergometroch samostatne alebo v skupinách.

Vďaka ERS sú pacientom individuálne nastavené parametre kardiovaskulárneho tréningu z centrálnej riadiacej jednotky: záťaž, doba a typ tréningu, alarmy... V priebehu tréningu riadiaca jednotka umožňuje sledovať okamžité hodnoty EKG, SF, tlaku krvi, SpO2 a ďalších hodnôt všetkých pacientov. Po skončení tréningu sú tieto hodnoty pre ďalšie účely uložené do pamäti v tabuľkovej i grafickej podobe. Porovnaním dosahovaných hodnôt v jednotlivých tréningoch umožňuje ERS poukázateľne dokumentovať úspešnosť a prínos rehabilitácie. K systému ERS sa dajú pripojiť všetky typy záťažových ergometrov Ergoline, vrátane bežiaceho pásu.

- ovládanie až 16 ergometrov
- automatické riadenie záťaže a meranie krvného tlaku
- kontinuálne zobrazenie a záznam EKG, SF, tlak krvi, SpO2
- individuálne definovanie zahrievacej a zotavovacej fázy pre každého pacienta
- tréningové formy: konštantný pulz, konštantná záťaž, intervalový tréning
- patientska databáza, kompletná dokumentácia priebehu tréningov, porovnanie výsledkov tréningu s hodnotami z predchádzajúcich tréningov, dokumentácia priebehu rehabilitácie
- konfigurovateľné protokoly, tlačové výstupy a správy

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991