

Výrobca: ganshorn

SpiroScout



Plúcne funkčné testovanie pomocou ultrazvuku-nová dimenzia súčasného merania spirometrie a dýchaných plynov.

- kompletne plúcne diagnostické pracovisko založené na ultrazvukovej technológii firmy Ganshorn
- presné určenie všetkých spirometrických parametrov
- súčasné meranie prietoku a hustoty vzduchu umožňuje získať informáciu o objeme/prietoku a výmene plynov z jedného merania
- jednorazové náustky eliminujú používanie bakteriálnych filtrov a čistenie
- bez nutnosti kalibrácie
- bez nutnosti externého napájania
- pripojenie/napájanie cez USB rozhranie

Základné prevedenie poskytuje kompletne spirometrické vyšetrenie

- spirometria a prietok/objem
- pre/post porovnania - ronchospasanalýzu
- monitoring provokačných testov
- spracovávanie nameraných dát a ich trendov pre každého pacienta
- archiváciu a spracovávanie všetkých patientských a klinických dát o pacientoch
- diagnostické a servisné pomocné programy pre technický a medicínsky Personál s možnosťou individuálnej úpravy požadovaných výstupných dát.

Možnosti rozšírenia o nasledujúce merania, ktoré nie sú závislé na spolupráci pacienta:

- Capno-Volumetry
- Emphysema
- Určenie anatomických a funkčných mŕtvych objemov

Ďalšie možnosti rozšírenia

- Rhinomanometria

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991