

CPAP 20e

Výrobca: weinmann

Cenovo najvýhodnejšie CPAP zariadenie značky Weinmann, ktoré poskytuje efektívnu terapiu a je navrhnuté s ohľadom na jednoduché používanie a údržbu.

Hlavné parametre CPAP 20e

Jednoduchá obsluha

- jednoduché ovládanie pomocou 3 tlačidiel
- bezproblémové čistenie
- tichá prevádzka
- nízka hmotnosť 1.25 kg
- konštantný tlak
- štandardná hadica

Analýza a nastavenie

- analýza zaznamenaných dát z terapie PC softvérom WEINMANNSupport
- nastavenie z PC pomocou softvérov SOMNOadjust alebo WEINMANNSupport
- zobrazenie celkovej doby terapie alebo denných prehľadov

Funkcie

- Softstart funkcia (5 až 30 minút)
- dvojstupňový filtračný systém
- automatická kompenzácia nadmorskej výšky
- možnosť mobilného použitia s voliteľným DC adaptérom pre 12V alebo 24V prevádzku, aj so zvlhčovačom
- hygienický koncept pre prípravu prístroja pre ďalšieho pacienta

Voliteľný doplnok - zvlhčovač CLICK 2

- jednoduché pripojenie k zariadeniu
- objem vody 280ml
- 6 úrovní nastavenia zvlhčovania
- jednoduché čistenie

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991