

SOMNOvent ST



Výrobca: **weinmann**

BiLevel ST terapia



BiLevel ST terapia môže byť použitá pri pacientoch so všeobecnou respiračnou nedostatočnosťou ako chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), s ochoreniami ovplyvňujúcimi mechanizmus dýchania (skolióza), s neuromuskulárnymi ochoreniami s čiastočnou poruchou centrálnej kontroly dýchania.

SOMNOvent ST ponúka všetky BiLevel módy (S, T, ST) a vďaka citlivému triggeru upravuje nastavenia tlaku individuálnym potrebám pacienta.

Hlavné parametre SOMNOvent ST

- výnimočne tichá prevádzka
- vysoká úroveň konzistencie tlaku
- komfortná terapia s funkciami Softstart a Autostart vo všetkých módoch
- nastaviteľný trigger
- nastaviteľná minimálna frekvencia dýchania (záložná frekvencia)
- analýza dát terapie s PC softvérom WEINMANNSupport
- jednoduchá obsluha
- hygienický koncept pre prípravu prístroja pre ďalšieho pacienta
- dvojstupňový filtračný systém
- voliteľný zvlhčovač SOMNOclick300
- nastavenie z PC pomocou SOMNOadjust alebo PC softvéru WEINMANNSupport

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991