

Masky Joyce



Výrobca: **weinmann**

Masky rodiny JOYCE sú určené pre spánkovú terapiu a ventiláciu

Vďaka modulárnemu dizajnu sú jednotlivé komponenty masiek vzájomne zameniteľné a umožňujú perfektnú tesnosť a pohodlie, ktoré ešte zvyšujú guľové čapy a veľmi tichý systém odvádzania vydychovaného vzduchu.

Modulárny systém masiek JOYCE

Unikátny modulárny systém umožňuje kombináciu jednotlivých častí a to aj silikónových a gelových verzií. Vzájomne vymeniteľné časti zároveň pomáhajú optimalizovať inventár náhradných dielov.

Masky sú dostupné v rôznych veľkostiach od S po XL. Telo masky je kompatibilné s mäkkým silikónovým tesnením, s pevnejším silikónovým tesnením pre vyššie tlaky (pre ventiláciu) a s gelovým tesnením. Kolená pripojenia hadice na masku je dostupné vo ventilovanej a neventilovanej verzii a disponuje jednoduchým upevnením k maske. Keďže všetky časti masky sú dostupné separátne, je možné skombinovať silikónové a gelové časti masky.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991