

Joyce nosové a celotvárové masky



Výrobca: weinmann

JOYCE Full Face, JOYCE Full Face GEL - Celotvárové masky

Hlavné parametre JOYCE, JOYCE GEL, JOYCE

Komfortná terapia

- guľový čap poskytuje slobodu pohybu a komfortný pocit pre pacienta
- veľmi tichý systém odvádzania vydychovaného vzduchu
- perfektné kopírovanie kontúr tváre
- integrovaný port pre meranie tlaku umožňuje rýchle a jednoduché meranie tlaku v maske
- malé rozmery a nízka hmotnosť
- pokožku nedráždivé materiály (bez obsahu latexu) a textúrovaný povrch zamedzujú poteniu a alergickým reakciám
- silikónová alebo gelová verzia tesnení
- 2 verzie tesnení:
 - pre nízko a stredne tlakovú terapiu do 30 hPa
 - pre vysokotlakú terapiu do 40 hPa
- dostupné v 4 veľkostiach (S, M, L a XL)

Pohodlné používanie

- jednoduché nastavenie
- jednoduchá inštalácia tesnení
- široký sortiment náhraných dielov
- farebné odlíšenie ventilovanej a neventilovanej
 - verzie: ventilovaná-priehľadné koleno;
 - neventilovaná: modré koleno
- hlavové popruhy s praktickými klipmi
- nastaviteľná čelová opora so širokým vankúšikom
- celotvárové masky môžu byť voliteľne vybavené systémom pre rýchle núdzové zloženie masky z tváre
- jednoduché čistenie

Joyce



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991