

DIMAP V M4 se 4 samostatnými výstupy A + B + C + D



Výrobca: dimap

DIMAP V M4




Paměť při výpadku proudu uchová všechny nastavení, 4x75 programov. Bezkonkurenčně nejdokonalější přístroj s největšími možnostmi. Popis jako DIMAP V F4, NAVIAC = 3 režimy programov: paměťový, frekvenční a programový. 4x10 Vami programovatelných pamětí, frekvenční volba 1-50Hz, 75 základních programov, 25 volných programov, rozmetání, systém pro snížení spotřeby el. energie, systém pro ovládání neštandardních aplikátorov napr. dodaných zákazníkom, systém funkčnej korekcie poklesu sieť. napätia od 200V, zvýšený funkčný teplotný rozsah, 1x aktualizácia programového vybavenia zadarmo, prehľadný český návod s indikačnou tabuľkou.

Vhodný pre nemocnice, rehab., LDN, ústavy soc. starostlivosti, domovy dôchodcov, fitness centrá... s veľkým počtom najrôznejších pacientov.

ZSA1 - doporučená sada základných aplikátorov

- **A1H** - plochý univerzálny kruh s priemerom 22 cm a výškou 3 cm. Používa sa na bodové aplikácie (napr. ruku, lakeť, pätu);
- **A2H** s opaskom PF - dvojcičkový ohybný aplikátor. Používa sa na ramená, kolenná, kĺby;
- **A3H** - lôžkový štvorcíčkový aplikátor s podhlavníkom. Používa sa na oblasť chrbtice, na chrbát;
- **S1H60** - valcový celotelový aplikátor s priemerom 60 cm. Používa sa na telo, kĺby;
- **S2H** - valcový aplikátor s priemerom 30 cm. Používa sa na obidve končatiny napr. kolenná, cievy alebo ako detský celotelový.

Výber ďalších aplikátorov nájdete v sekcii klinické aplikátory.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991