

Combi 200L



Výrobca: gymnauniphy

Kombinovaný prístroj Combi 200L (200327459)

Elektroterapia, ultrazvuk a laser.

Terapie:

Elektroterapia, 2 a 4 pólová, 2 kanály s možnosťou samostatne nastaviteľnej intenzity.

- Ultrazvuková terapia
- Laserová terapia
- Simultánna terapia (2 rozdielne indikácie liečené simultánne pomocou 2 rozdielnych terapií)
- Kombinovaná terapia (liečba jednej indikácie pomocou kombinácie elektro a ultrazvukovej terapie)

Prúdy:

- 21 prúdov (diadynamické, TENS, NMES, interferenčné (2- a 4- pólové, dvoj-pólové vektorové pole)
- Diagnostické programy
- Ionoforéza
- CC a CV mód

Ultrazvuk:

- Multifrekvenčná hlavica (1 a 3 MHz), 4 cm²
- Kontinuálny a pulzný mód

Laser:

(dodáva sa bez laserovej hlavice)

- Pulzný, infračervený arzenid gália, 904 nm

Funkcie:

- Ciele 40: 19 ET, 14US a 7LA
- Indikácie: 75: 36 ET, 16 US a 16 LA
- Diagnostika: 9

Voliteľné príslušenstvo

- 200117122
UZV hlavica pre COMBI 200 a PULSON 200, 1 a 3 MHz 4cm²
- 200117123
UZV hlavica pre COMBI 200 a PULSON 200, 1 a 3 MHz 1cm²
- 25000657
Viskóza navliekacia pre elektródu 4x6
- *25000658
Viskóza navliekacia pre elektródu 6 x 8 cm
- 25000659
Viskóza navliekacia pre elektródu 8x12
- 25000689
Sieťová šnúra
- 25007348
Vaginálna sonda stimulačná
- 25007349
Análna sonda stimulačná
- *25007858
Samolepiace adhezívne elektródy 3,8 x 5 cm (sada 4ks)
- 25007860
Samolepiace adhezívne elektródy 5 x 10 cm (sada 4ks)
- 25008919
Testovací a prepojovací adaptér 2x4 mm samička
- 25008934
Elastický fixovací pás 5 x 30 cm
- 25008935
Elastický fixovací pás 5 x 60 cm
- 25008936



- Elastický fixovací pás 5 x 120 cm
- 25009943
Stimulačná elektróda s viskózou 15 mm
- 25009958
Gumová elektróda 4 x 6 cm
- 25009959
Gumová elektróda 6 x 8 cm / GYMNA
- 25009960
Gumová elektróda 8 x 12 cm / GYMNA
- 250108725
Elektródový kábel špirálový s dvoma koncovkami
- 250113334
Adaptér 4>2 mm na samolep. elektródy
- 250115790
Adaptér 6>3 DIN VAG/ANAL sonda
- 250117129
Návod na použitie pre COMBI 200 fotky pre uloženie elektród
- 250117210
Prístrojový vozík MOBIL 700 (bledošedý)
- 250117215
Držiak na fľaše k vozíku MOBIL 700
- 250117220
Extra polica so zásuvkou k vozíku MOBIL 700
- 25012166
Rektálna sonda stimulačná
- 3004030
Kontaktný gél, fľaša 250 ml
- 3004031
Kontaktný gél ekonomické balenie 5 l kanister

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991