

HIRO 3.0 HILTERAPIA



Výrobca: asa

Laserový systém pracujúci s patentovaným HILT pulzom, ktorý umožňuje nové terapeutické metódy obzvlášť pre hlboko uložené zápaly vo veľmi krátkom čase (už po prvom sedení sú potlačené výrazne prejavy bolesti) a s dlhotrvajúcim efektom. Terapia HILT má účinok biostimulačný, anti-zápalový a redukujúci bolesti.

Prístroje rady HIRO nájdu využitie pri liečbe artrózy a degeneratívnych poškodení chrupaviek, burzitíd, synovitíd, zápalu puzdier (kapsulitída), pri liečbe zápalov šliach, zápalu šľachovej pošvy, edémov a hematómov, post-traumatických patológií a bolestí s chronického preťaženia alebo jednostrannej záťaže, abduktor syndrómu, entezopatií, poúrazových zmien v oblasti členkového kĺbu, chondropatie pately a iné...

Technická špecifikácia HIRO 3.0

- Vysokopulzný Nd:YAG Laser
- Max. výkon: 3kW
- Energia na jeden pulz (max) 350 mJ
- Priemerný výkon: 10,5 W
- Hustota energie: 1780 mJ/cm²
- Trvanie pulzu < 120 us
- Štandardná hlavica s priemerom lúču 5 mm
- DJD hlavica s priemerom lúču 5 mm - pre reparatívnu liečbu



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991