

Thermo 500



Výrobca: gymnauniphy

THERMO 500 (20014837)

Dvojkanálový prístroj pre krátkovlnnú terapiu s možnosťou termickej a atermickej aplikácie.

Vrátane:

- 1ks 20014838 Elektródové rameno pre THERMO 500
- 1ks 20014839 Kábel pre thermoplódu THERMO 500
- 1ks 20014840 Thermoplóda priem. 14cm THERMO 500

Najdôležitejšími charakteristikami sú:

- 38 indikácií
- možnosť naprogramovania 50 programov
- štandardný módu pre jednoduché a rýchle spustenie prístroja
- Špeciálna termoplóda garantuje optimálnu hĺbku efektu
- možnosť liečby dvoch aplikácií zároveň
- optimalizácia liečby pomocou kontrolky kontaktu

Technické parametre

- Špičková kapacita: 200 Watt
- Priemerná kapacita: 40 Watt/kanál (2 kanály) 70 Watt/1 kanál, 14 cm elektróda
- Pulzná šírka: 65 - 400 us (nastaviteľná pre každý kanál)
- Frekvencia opakovania pulzu: 25 - 500 Hz (2 kanály) 25 - 875 Hz (1 kanál) (spoločná pre oba kanály)
- Čas liečby: 0 - 60 min (spoločný pre oba kanály)

Voliteľné príslušenstvo

- 20014838 Elektródové rameno pre THERMO 500
- 20014839 Kábel pre thermoplódu THERMO 500
- 20014840 Thermoplóda priem. 14cm THERMO 500

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991

