

ShockMaster 500



Výrobca: gymnauniphy

Kompaktné zariadenie ShockMaster 500 MAX-novej generácie.



Pneumatically vytvorené akustické pulzy (šokové vlny) sú uvádzané do tela cez veľkú povrchovú zónu prostredníctvom voľne sa pohybujúceho aplikátora a pokrývajú celú oblasť bolesti.

Projektil umiestnený v aplikátore Masterpuls MP100+ je zrýchlený do vysokej rýchlosti pneumatickým pulzom. Terapeutická šoková vlna sa z povrchu vysielača dostáva do oblasti bolesti, aby vyvolala liečebný efekt. Táto vlna vzniká, keď projektil narazí na vysielač šokovej vlny, ktorý je integrovaný v aplikátore.

Dostupné vysielače terapeutických šokov:

- ESWT - priemer 15mm - prípadne MA-X technológia
- AkuST - priemer 6 mm - prípadne MA-X technológia
- D-ACTOR I hlavica - priemer 20 mm - prípadne MA-X technológia
- D-ACTOR II hlavica - priemer 35 mm
- Deep Impact metal hlavica 15 mm
- V-Actor 25 mm alebo 40mm

ShockMaster 500

- Počet výstupov: 2
- Frekvencia: 1-21 Hz (35 Hz pre V-actor hlavicu)
- Tlak: 1-5 bar
- Hustota energie: 0,38 mJ/mm² (18,5 MPa) - (0.63 mJ/mm² s Deep Impact hlavícov)
- Hmotnosť zariadenia aj s kompresorom: 57 kg

Obsahuje

- 1ks základná jednotka
- 1ks Olejový kompresor
- 1ks Vozík Shock Master
- 1ks ergonomická hlavica
- 1ks 15 mm Classic aplikátor
- 1ks 20 mm D-ACTOR R® aplikátor
- 1ks revízný kit (pre dve výmeny)

Ďalšie varianty ShockMaster 500 MAX

- Shockmaster 500 MA-X s dvoma hlavcami
- Shockmaster 500 MA-X + V-actor aplikátor



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991