


Gymna W-Move



Výrobca: gymnauniphy



Gymna W-Move nemá len výhody tradičného silového tréningu a kardiovaskulárneho tréningu, ale zbaví vás aj tlaku z hmotnosti závaží a možných poškodení pri cvičení. Namiesto závaží Gymna W-Move používa hydraulické valce s nastaviteľným odporom

Výhody:

- Jednoducho nastaviteľný odpor
- Odpor je jemnejší a hladší
- Systém umožňuje komfortné pohyby vykonávaných cvikov
- Je dokonale vhodný pre skupinový tréning
- Je ideálny pre seniorov, ženy a rehabilitačné skupiny
- Vysoká úroveň bezpečnosti

Základná zostava pozostáva z prístrojov na precvičovanie partií:

- Gymna W-Move Abdiminal / Back (brucho, chrbát)
- Gymna W-Move Abductor / Hip Abductor (vnútorné a vonkajšie svaly stehien)
- Gymna W- Move Back Extension (chrbát-hyperextenzia)
- Gymna W- Move Biceps / Triceps
- Gymna W- Move Chest / Back (hrudník, chrbát)
- Gymna W- Move Leg Extension / Leg Curl (predkopávanie / zakopávanie nôh)
- Gymna W- Move Leg Press (stehná, lýtky)
- Gymna W- Move Pec Dec / Fly (Prsné svaly)
- Gymna W- Move Sholder press / Lat pull (ramená)
- Gymna W- Move Twisting (vonkajší šikmý sval brucha, brušné svaly) - opcia
- Fitvibe medical – celotelová vibračná plošina, opcia

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991