

DUOPLAN Advanced



Výrobca: gymnauniphy



Tento masážny stôl má rovnaký základ ako lehátka DUO, s výnimkou individuálne nastaviteľných 2 nožných častí (-30° / +20°). Krátka stredná časť pre pohodlné sedenie. Dlhý hlavový diel s nosným otvorom a krytom nosného otvoru.

Nastavenie hlavovej časti do vertikálnej polohy. Šírka lehátka 67 cm. Nastaviteľná výška 45-95 cm. Maximálny zdvih 150 kg. Lehátko má 4 kolieska. Skai® poťah v 8 farebných prevedeniach bez príplatku..

230125011


DUOPLAN Advanced (elektr. lištový spínač)

230125012

DUOPLAN Advanced (elekt. nožný spínač)

230125012

DUOPLAN Advanced (hydraulická nožná pumpa)



Elektrický
nožný
spínač

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991