

DUOFLEX Luxe



Elektrický
lištový
spínač

Výrobca: **gymnauniphy**

Masážny stôl dvoj-dielny.

Vyhrievaná ložná plocha v cene lehátka v prevedení LUXE!

Krátky hlavový diel s nosným otvorom a krytom nosného otvoru.

Nastavenie hlavovej časti do pozitívnej a negatívnej polohy až takmer zvislo dole -72°.

2-ramenné opierky v hlavovej časti s možnosťou nastavenia ich výšky.

Šírka lehátka 67 cm. Nastaviteľná výška 45-95 cm. Maximálny zdvih 150 kg.

Lehátko má 4 kolieska.

Skai® potah v 8 farebných prevedeniach bez príplatku

Za príplatok: tapacírovanie pravá koža v 30 farebných prevedeniach.

230125034

DUOFLEX Luxe (elektr. lištový spínač)

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991