


Atlantis 500



Výrobca: trautwein

Hydro- terapeutické zariadenie pre regeneráciu tela (240AW7210)

Thalasso sektor s elektronickou kontrolou pre individuálnu liečbu.

Podvodná masáž, voda a vzduch prúdia cez jednokanálový systém a poskytujú tým vibračnú čiastočnú a celotelovú masáž.

8 fixných programov s dodatočným individuálnym nastavením časov pre jednotlivé zóny cez digitálny displej.

- Obsah vane: 220 l
- Vonkajší rozmer: d x š x v 2300 x 900 x 780
- Napájanie: 400V / 50 Hz / 4 kW
- Výkon pumpy: 850 l/min.
- Počet trysiek (opcia): 172 (230)
- Počet tryskových kanálov: 16
- Ošetrovacie zóny: 8
- Počet čerpadiel: 8
- Plášť vane:
 - Jednofarebný plastový plášť podľa farebníčky
 - Dvojfarebný plastový plášť
 - Plášť v kombinácii s bambusom, alebo drevom

Možnosti rozšírenia

- Nepriame LED osvetlenie vane
- Automatické plnenie
- Oplachovací program
- Farebné podsvietenie
- Reprodukory
- Masážna hadica
- Brušná masáž
- Zariadenie na privolanie pomoci

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991