

Wörishofen GI-VZ



Výrobca: trautwein

Elektrogalvanický štvorkomorový kúpeľ GIVZ (240AT3081)

Mikroprocesorové ovládanie GI-VZ pre elektroterapiu:


- číslkové zobrazenie prúdu a napätia
- individuálny výber polarít elektród a druhu terapie
- 4 pulzné prúdy pre rôzne terapeutické použitia:
 1. Monofáza
 2. Pravouhlý prúd 140 Hz
 3. 2 pravouhlé prúdy: 50 Hz s 0,5 Hz
 4. alebo 2 Hz sínusovou moduláciou
- membránová klávesnica pre jednoduché ovládanie s ľahko pochopiteľnými symbolmi.

Galvanické terapie GI-VZ:

- inštalované v ovládacom paneli
- pre jeden aj viac komorových kúpeľov
- najvyšší bezpečnostný štandard (TÜV, CE)
- odnímateľné elektródy (patentované)
ľahko umývateľné, umožňujúce vysoký hygienický štandard

Voliteľné príslušenstvo

- 240ZT3009
Výškovo nastaviteľné sedáco-zdvíhacie zariadenie
- 240ZT3011
Zariadenie na riadenie striedavého kúpeľa
- 240ZT3026
Telová elektróda
Voľne prestaviteľná telová elektróda, ktorá slúži na nasmerovanie prúdov na postihnuté miesto.
- 240ZT3060
Otočná stolička podľa DIN
- 240ZT3205
Čistiaca sprcha



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991