

Vichy 03



Výrobca: trautwein

Špeciálna terapeutická sprcha VICHY 03 (240AT3003)

Špeciálna sprcha pre hydro a thalasso-terapiu, určená pre relaxáciu celého tela, prekrvenie, spevnenie a regeneráciu pokožky a prečistenie celého organizmu. Sprchovacie rameno sa počas procedúry posúva dopredu a dozadu, čím sa zvyšuje sprchovací efekt. Individuálne nastavenie piatich sprchových hlavíc. Farba sprchovacieho ramena - biela, materiál - akrylát.

- Časovač procedúry
- Špeciálny zmiešavač vody vybavený ochranou proti popáleniu
- Priehľadný sprchový plášť
- Start/Stop patientske bezpečnostné tlačítko
- Armatúry zabudované v sprchovacom lôžku
- Spotreba vody: 50 l - jedinečná úspora
- Sprchovacie lôžko vyrobené z akrylátového skla s drenážnymi kanálmi a sacím otvorom.
- Zabudovaná cirkulačná jednotka s ohrevom cirkulovanej vody.
- Hygienické, vodotesné tapacírovanie s nafukovacou poduškou - možnosť výberu farby podľa farebníčky.
- Čistiaca sprcha s držiakom
- Rozmery: 1980x930x1907 mm
- Cirkulačná pumpa 250 l/min
- El. pripojenie: 230V /50Hz. 3,2 kW

Voliteľné príslušenstvo

- 240ZM2210
Schodík 1-stupňový

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991