

Lumiview - prenosný binokulárny mikroskop



Výrobca: welch_allyn



Lumiview pre vyšetrenie uší, nosa, krku a iných malých dutín. Presný optický binokulárny systém umožňuje pozorovať ostrý, zväčšený, trojrozmerný obraz i v úzkych dutinách.

- špičkové halogénové osvetlenie
- 2-dioptrické zväčšenie (1,5x) dostatočné pre väčšinu vyšetrení a výkonov
- voľné ruky pre prácu
- po odklopení optickej časti sa dá použiť ako čelné svetlo

Kat.č.

20502HV-ISO - čelný Lumiview s prenosným zdrojom (okuliarové prevedenie 20502S)

20512HV-ISO - čelný Lumiview s priamym zdrojom (okuliarové prevedenie 20512S)

20522H-ISO - čelná lupa so svetlom



Lumiview je konštruovaný tak, aby čo najlepšie osvetľoval požadované miesto do hĺbky i z väčšej vzdialenosti, takže môžete pohodlne pracovať s dostatočným odstupom od zvieraťa. Veľkou výhodou je, že máte voľné ruky pre ďalšie nástroje alebo fixáciu zvieraťa.

Prenosná batéria

Klipové upevnenie na opasok alebo kapsu pre neobmedzenú pohyblivosť.
Dobíjateľnosť - 10 hodín nabíjania umožní 90 minút nepretržitej práce.

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991