

ENDOMED 482





Endomed 482 je elektroterapeutickým prístrojom pre náročného terapeuta.

Elektroliečba má veľa možností a aplikácií. Zavádzanie kontroly bolesti a svalovej stimulácie má dlhú históriu a je vedecky podložené. Použitie elektroliečby nie je invazívne, ľahko sa aplikuje a pacienta nebude zaťažovať. Elektroliečba je preto často vynikajúcou alternatívou k liečbe alebo iným zásahom.

Endomed 482 sa vyznačuje pohodlným používaním vďaka rozhraniu dotykovej obrazovky a rozsiahlej protokolovej knižnici (nie menej ako 42 položiek a dôkazov), tak ako v prípade iných zariadení zo série 4 Enraf-Nonius.

Endomed 482 môže byť rozšírený pomocou zariadenia Vacotron 460. Táto integrovaná jednotka zabezpečuje, že aplikácia elektroliečby pomocou vákuových elektród sa stáva veľmi jednoduchou.

Endomed 482: kompletne, ľahko použiteľné, rýchle a bezpečné zariadenie pre elektroterapiu!



ELEKTROTRAPIA

Zariadenie na liečbu bolesti, svalovú stimuláciu a / alebo diagnostiku. Elektroterapeutická aplikácia na rýchlu úľavu od bolesti bez vedľajších účinkov. Svaly môžu byť stimulované, aby sa zlepšila funkcia mäkkých tkanív. Elektroliečba sa môže použiť na meranie diferencovanej odozvy tkaniva na stimuláciu, na poskytnutie diagnózy o kvalite tkaniva.

ENDOMED 482

1498920 ENDOMED 482



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	100 – 240 V ± 10% 50 / 60 Hz
Rozmery (ŠxHxV)	
Zariadenie	24 x 32 x 12 cm
Zariadenie so základňou	24 x 30,5 x 18,2 cm
Vacotronom	24 x 30,5 x 21,6 cm
Hmotnosť	2 kg
Hmotnosť s možnosťou batérie	3 kg

ELEKTROTHERAPIA

Kanály prúdu	2 (100% nezávislé)
Typ prúdu	26 (na kanál)
Predprogramované návrhy na liečbu	2 - založené na dôkazoch
Programovateľné pozície	1000+

OSTATNÉ PRODUKTY, KTORÉ VÁS MÔŽU ZAUJIŤ

VACOTRON 460

Sonopuls 492 je možné rozšíriť vákuovým modulom Vacotron 460. Jednotka podtlaku pre jednoduché aplikácie vákuových elektród pre kombinovanú terapiu a elektroterapiu.

EN-CAR U3

EN-Car U3 je váš spoločník pre akýkoľvek kúsok zariadenia Enraf-Nonius. Pre laser, ultrazvuk, biofeedback, shockwave alebo elektroterapiu, s EN-Car U3 máte všetko na dosah ruky.

INFO pre objednávku

1498950 Vacotron 460
1468960 EN-Car U3



ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO ENDOMED 482

- 1498757 Návod na obsluhu 4-Series (cd rom)
- 1498756 Informačná brožúra 4-radu
- 3444290 Sieťový kábel 230V-EUR
- 1498010 Základňa zariadenia (podložka sklonu) (nie pre Vacotron 460)
- 3444021 Pás 250x3 cm
- 3444020 Pás 100x3 cm
- 2x 3444129 Gumové elektródy 6x8 cm, 2 mm konekto, sada 2
- 1460266 Vlhké vankúše na gumové elektródy 6x8 cm, sada 4
- 2x 3444211 Pacientsky kábel, dvojjadrový a 2 mm konektor - čierny s farebnými svorkami





EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č. 4 - Slovakia
Tel.: +421 33 77 44 907 - 908, Fax: +421 33 77 44 911
E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

ENDOMED 482

PROTOKOLY NA ZÁKLADĚ DŮKAZOV

42 protokolů založených na důkazoch pre elektroterapiu. Kompletne vrátane zobrazenia anatomickej lokalizácie a pokynov na liečbu.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ)


Pacient sa môže zapojiť do svojej liečby pomocou voliteľného "diaľkového ovládania". Najmä pri použití elektroliečby pacient bude mať možnosť ovládať terapiu.

BATÉRIOU OPEROVANÉ (VOLITEĽNÉ) A PRETO, MOBILNÉ

Okrem toho, že je možné používať zariadenie série 4 pripojené k elektrickej sieti, môže byť zariadenie použité aj s batériovým napájaním. Tým sa zabezpečí, že budete môcť ísť všade s vašou jednotkou, bez ohľadu na to, či je to v domácnosti pacienta alebo na jeho nemocničnom lôžku.



ENDOMED 482



JASNÁ A PLNE FAREBNÁ OBRAZOVKA

Krištáľovo čistá, plne farebná obrazovka odolná voči poškrabaniu, ktorá umožňuje plnú viditeľnosť všetkých parametrov zo všetkých uhlov sledovania.

Vyrobené spoločnosťou ENRAF-NONIUS

Vyrobený spoločnosťou Enraf-Nonius a preto bezpečný, spoľahlivý a odolný. Zariadenie spoločnosti Enraf-Nonius, dodávateľ pre fyzioterapeutov na celom svete. Kde kvalita, spoľahlivosť a trvanlivosť sú štandard.



Partner for Life



UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Jednoduché použitie pomocou jasného menu cez rozhranie dotykovej obrazovky. Extrémne intuitívne a rovnako jednoduché ako najmodernejší chytrý telefón.

KOMPAKTNÉ A ŠTÝLOVÉ



Veľmi kompaktné zariadenie, malé a ľahké na ľahkú prepravu. Súčasne štýlové a krásne, zariadenie, ktoré stojí za to, keď sa zobrazuje!



ENDOMED 482


PROGRAMOVANÉ NA RYCHLOST

Štruktúra ponuky je optimalizovaná na rýchlosť. Vo väčšine prípadov môžete začať patologickú liečbu v troch krokoch! Jednoduché, rýchle a jednoduché.



PROGRAMOVATELNÉ

Okrem štandardných liečebných protokolov môžete tiež uložiť svoje osobné protokoly (vrátane sekvenčných aplikácií) na základe vlastných pokynov.



PRÍSLUŠENSTVO ENDOMED 482

ELEKTRODY A VĽHČENÉ VLOŽKY

LEPIVÉ ELEKTRODY

3444222	Prínavé lepiivé elektródy Ø 2,2 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 8 ks (tiež pre EMG)
3444056	EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
3444135	EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
3444057	EN-Trode 5x5 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
3444058	EN-Trode 5x9 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks

GUMOVÉ ELEKTRODY

3444128	Gumové elektródy 4x6 cm, 2 mm konektor, set 2 ks
3444129	Gumové elektródy 6x8 cm, 2 mm konektor, set 2 ks
3444130	Gumové elektródy 8x12 cm, 2 mm konektor, set 2 ks

VĽHČENÉ VLOŽKY PRE GUMOVÉ ELEKTRODY

1460273	Vlhčené vložky pre gumové elektródy 4x6 cm, set 4 ks
1460266	Vlhčené vložky pre gumové elektródy 6x8 cm, set 4 ks
1460275	Vlhčené vložky pre gumové elektródy 8x12 cm, set 4 ks

FIXAČNÉ PÁSY

3444020	Pás 100x3 cm
3444021	Pás 250x3 cm
3444022	Pás 100x5 cm
3444023	Pás 250x5 cm

BODOVÉ ELEKTRODY

1480800	Držiak pre elektródy 1480801
1480801	Bodová elektróda 5 mm, 4 mm konektor (v kombinácii s adaptérom 2523523 / 2523524)

ADAPTÉRY

2523524	Konektor adaptéra, 2 mm otvor, 4 mm koncovka, červený
2523523	Konektor adaptéra, 2 mm otvor, 4 mm koncovka, čierny

PACIENTSKÝ KÁBEL

3444211	Pacientsky kábel dvojvjadrový & 2 mm konektor - čierny, s farebnými klipmi
---------	--

REMOTE CONTROLS

1498800	Diaľkové vŕdanie pre sériu 4
---------	------------------------------

PÚZDRA A TAŠKY

3444675	Puzdrová taška, séria 4
---------	-------------------------

AC ADAPTÉRY

2501016	Batéria 12.0V 1.8AH
---------	---------------------



3444222



3444056



3444135




3444057



3444058



3444128



3444129



3444130



1460273



1460266



1460275



3444020



3444021



3444022



3444023



1480800




1480801




2523524



2523523



3444211



1498800



3444675



2501016

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č. 4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907 - 908, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk