

TENSMED S82



PARTNER FOR LIFE

MALÁ VEĽKOSŤ, SKVELÁ VÝKONNOSŤ!



TENSMED S82 je dokonalou voľbou pre profesionálne ošetrovanie svalovej stimulácie a úľavu od bolesti.

S týmto prístrojom môžete liečiť chronickú bolesť, pacientov zotavujúcich sa z traumatických stavov, imobilizáciu a zlepšiť držanie tela a stabilizáciu kolenného kĺbu pomocou TENS (transkutánná elektrická stimulácia nervov).

Liečba TENS je bezpečná, nemá žiadne vedľajšie účinky a môže byť vynikajúcou alternatívou k liečbe bolesti.

TENSMED S82 je 2-kanálový elektrostimulátor s jasne čitateľnou LCD obrazovkou.

65 PROGRAMOV

- 12 Šport
- 8 Fitness, Krása & Welnes
- 16 Bolesť (TENS)
- 9 Prevencia
- 11 Rehabilitácia
- 3 Inkontinencia
- 6 Voľné programy



ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

PROGRAMOVATEĽNÝ	6 voľných pozícií pamäte na vytvorenie prispôsobených programov
PREDNASTAVENÉ PROGRAMY	59 konkrétnych programov funkčnej rehabilitácie a bolesti
RÝCHLE MENU	rýchlejšia navigácia
SYNCRO-STIM	zvýšiť intenzitu 2 kanálov súčasne iba pomocou jedného tlačidla.
DISPLEJ	jasne čitateľný LCD displej prispieva k optimálnej použiteľnosti a ľahkej obsluhu
BATÉRIA	

